



Spiraflex MRT Uni Cuff maat 10 - 17520-10

<https://mdsmedical.nl/spiraflex-mrt-uni-cuff-maat-10-17520-10>

Specificaties

Productnummer	17520-10
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	17520-10
Canule type	Spiraflex
Kleur	wit
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Spiraflex MRT
Maat	maat 10
Buitendiameter distaal	13,2 mm
Lengte Ruglijn	135 mm
Lengte Hartlijn	118 mm
Canule Curve	80 - 110 graden
Binnencanule type	15 mm
Met spreekklep	Nee