



## Spiraflex MRT Uni Cuff maat 11 - 17520-11

<https://mdsmedical.nl/spiraflex-mrt-uni-cuff-maat-11-17520-11>

### Specificaties

Productnummer	17520-11
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	17520-11
Canule type	Spiraflex
Kleur	wit
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Spiraflex MRT
Maat	maat 11
Buitendiameter distaal	14,2 mm
Lengte Ruglijn	140 mm
Lengte Hartlijn	123 mm
Canule Curve	80 - 110 graden
Binnencanule type	15 mm
Met spreekklep	Nee