



Spiraflex Uni Cuff XL maat 8 - 17519-08

<https://mdsmedical.nl/spiraflex-uni-cuff-xl-maat-8-17519-08>

Specificaties

Productnummer	17519-08
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	17519-08
Canule type	Spiraflex
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Spiraflex
Maat	maat 8
Buitendiameter distaal	11,2 mm
Lengte Ruglijn	155 mm
Lengte Hartlijn	132 mm
Canule Curve	80 - 110 graden
Binnecanule type	15 mm
Met spreekklep	Nee

De SPIRAFLEX® UNI CUFF-tracheacanule in de extra lange XL-uitvoering maat 8 is volledig flexibel en past zich aan elke verandering in de houding van de patiënt aan.