



Spiraflex Short Uni maat 6 -17506-06

<https://mdsmedical.nl/spiraflex-short-uni-maat-6-17506-06>

Specificaties

Productnummer	17506-06
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	17506-06
Canule type	Spiraflex
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Nee
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Spiraflex
Maat	maat 6
Buitendiameter distaal	9,4 mm
Lengte Ruglijn	75 mm
Lengte Hartlijn	61 mm
Canule Curve	95 - 110 graden
Binnecanule type	15 mm
Met spreekklep	Nee

De SPIRAFLEX® SHORT maat 6 vormt een ideale aanvulling op het SPIRAFLEX®-systeem. Terwijl in het kader van de vertrouwde SPIRAFLEX®-familie canules in standaardlengte en extra lang verkrijgbaar zijn, komt de SPIRAFLEX® SHORT-canule tegemoet aan de wens voor iets kortere canules.