



Spiraflex Short Uni maat 7 -17506-07

<https://mdsmedical.nl/spiraflex-short-uni-maat-7-17506-07>

Specificaties

Productnummer	17506-07
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	17506-07
Canule type	Spiraflex
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Nee
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Spiraflex
Maat	maat 7
Buitendiameter distaal	10,4 mm
Lengte Ruglijn	81 mm
Lengte Hartlijn	67 mm
Canule Curve	95 - 110 graden
Binnencanule type	15 mm
Met spreekklep	Nee

De SPIRAFLEX® SHORT maat 7 vormt een ideale aanvulling op het SPIRAFLEX®-systeem. Terwijl in het kader van de vertrouwde SPIRAFLEX®-familie canules in standaardlengte en extra lang verkrijgbaar zijn, komt de SPIRAFLEX® SHORT-canule tegemoet aan de wens voor iets kortere canules.