



## Spiraflex Short Uni Lingo Phon maat 10 - 17508-10

<https://mdsmedical.nl/spiraflex-short-uni-lingo-phon-maat-10-17508-10>

### Specificaties

Productnummer	17508-10
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	17508-10
Canule type	Spiraflex
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Nee
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Spiraflex
Maat	maat 10
Buitendiameter distaal	13,4 mm
Lengte Ruglijn	102 mm
Lengte Hartlijn	88 mm
Canule Curve	95 - 110 graden
Binnecanule type	15 mm
Met spreekklep	Ja