



## Spiraflex Short Uni Cuff maat 6 - 17507-06

<https://mdsmedical.nl/spiraflex-short-uni-cuff-maat-6-17507-06>

### Specificaties

Productnummer	17507-06
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	17507-06
Canule type	Spiraflex
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Spiraflex
Maat	maat 6
Buitendiameter distaal	9,4 mm
Lengte Ruglijn	75 mm
Lengte Hartlijn	61 mm
Canule Curve	95 - 110 graden
Binnencanule type	15 mm
Met spreekklep	Nee

De SPIRAFLEX® SHORT UNI CUFF-tracheacanule maat 6 heeft een universeel opzetstuk en cuff. Door oppompen van de cuff kan de tracheacanule de tracheostoma aan de binnenzijde afdichten tegen de tracheawand, waardoor wordt voorkomen dat de ademlucht er voorbijstroomt. Ook het passeren van secretetvocht, dat langs de canule loopt, wordt zoveel mogelijk voorkomen.