



## Spiraflex Short Uni Lingo Phon Cuff maat 10 - 17509-10

<https://mdsmedical.nl/spiraflex-short-uni-lingo-phon-cuff-maat-10-17509-10>

### Specificaties

Productnummer	17509-10
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	17509-10
Canule type	Spiraflex
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Spiraflex
Maat	maat 10
Buitendiameter distaal	13,4 mm
Lengte Ruglijn	102 mm
Lengte Hartlijn	88 mm
Canule Curve	95 - 110 graden
Binnencanule type	15 mm
Met spreekklep	Ja