



Spiraflex Short Uni Cuff Suction maat 6 - 17513-06

<https://mdsmedical.nl/spiraflex-short-uni-cuff-suction-maat-6-17513-06>

Specificaties

Productnummer	17513-06
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	17513-06
Canule type	Spiraflex
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Ja
Model	Spiraflex
Maat	maat 6
Buitendiameter distaal	9,4 mm
Lengte Ruglijn	75 mm
Lengte Hartlijn	61 mm
Canule Curve	95 - 110 graden
Binnencanule type	15 mm
Met spreekklep	Nee

De SPIRAFLEX® SHORT UNI CUFF SUCTION is een gecuffte tracheacanule met afzuigmogelijkheid.