



## Spiraflex Short Uni Cuff Suction maat 7 - 17513-07

<https://mdsmedical.nl/spiraflex-short-uni-cuff-suction-maat-7-17513-07>

### Specificaties

Productnummer	17513-07
Categorie	Canulesets
Artikelnummer	17513-07
Canule type	Spiraflex
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Ja
Model	Spiraflex
Maat	maat 7
Buitendiameter distaal	10,4 mm
Lengte Ruglijn	81 mm
Lengte Hartlijn	67 mm
Canule Curve	95 - 110 graden
Binnencanule type	15 mm
Met spreekklep	Nee