



## Spiraflex Short Uni Cuff Suction maat 8 - 17513-08

<https://mdsmedical.nl/spiraflex-short-uni-cuff-suction-maat-8-17513-08>

### Specificaties

Productnummer	17513-08
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	17513-08
Canule type	Spiraflex
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Ja
Model	Spiraflex
Maat	maat 8
Buitendiameter distaal	11,4 mm
Lengte Ruglijn	91 mm
Lengte Hartlijn	77 mm
Canule Curve	95 - 110 graden
Binnencanule type	15 mm
Met spreekklep	Nee