



Spiraflex Short Uni Cuff Suction maat 11 - 17513-11

<https://mdsmedical.nl/spiraflex-short-uni-cuff-suction-maat-11-17513-11>

Specificaties

Productnummer	17513-11
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	17513-11
Canule type	Spiraflex
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Ja
Model	Spiraflex
Maat	maat 11
Buitendiameter distaal	14,4 mm
Lengte Ruglijn	102 mm
Lengte Hartlijn	88 mm
Canule Curve	95 - 110 graden
Binnencanule type	15 mm
Met spreekklep	Nee