



Tracheosilc Vario maat 5 - 18820-05

<https://mdsmedical.nl/tracheosilc-vario-maat-5-18820-05>

Specificaties

Productnummer	18820-05
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	18820-05
Canule type	Tracheosilc
Kleur	wit
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Nee
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Tracheosilc
Maat	maat 5
Buitendiameter distaal	7,3 mm
Lengte Ruglijn	57 mm
Lengte Hartlijn	52 mm
Canule Curve	110 graden
Binnecanule type	geen
Met spreekklep	Nee