



Tracheosilc Vario maat 9.5 - 18820-095

<https://mdsmedical.nl/tracheosilc-vario-maat-9.5-18820-095>

Specificaties

Productnummer	18820-095
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	18820-095
Canule type	Tracheosilc
Kleur	wit
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Nee
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Tracheosilc
Maat	maat 9,5
Buitendiameter distaal	13,3 mm
Lengte Ruglijn	83 mm
Lengte Hartlijn	79 mm
Canule Curve	110 graden
Binnencanule type	geen
Met spreekklep	Nee