



Tracheosilc Vario Cuff maat 7 - 18830-07

<https://mdsmedical.nl/tracheosilc-vario-cuff-maat-7-18830-07>

Specificaties

Productnummer	18830-07
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	18830-07
Canule type	Tracheosilc
Kleur	wit
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Tracheosilc
Maat	maat 7
Buitendiameter distaal	10 mm
Lengte Ruglijn	71 mm
Lengte Hartlijn	68 mm
Canule Curve	110 graden
Binnencanule type	geen
Met spreekklep	Nee