



Tracheosilc Vario Cuff maat 9 - 18830-09

<https://mdsmedical.nl/tracheosilc-vario-cuff-maat-9-18830-09>

Specificaties

Productnummer	18830-09
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	18830-09
Canule type	Tracheosilc
Kleur	wit
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Tracheosilc
Maat	maat 9
Buitendiameter distaal	12,3 mm
Lengte Ruglijn	80 mm
Lengte Hartlijn	74 mm
Canule Curve	110 graden
Binnencanule type	geen
Met spreekklep	Nee