



Tracheosilc Vario Cuff Suction maat 5 - 18840-05

<https://mdsmedical.nl/tracheosilc-vario-cuff-suction-maat-5-18840-05>

Specificaties

Productnummer 18840-05

Categorie Tracheotomie

Artikelnummer 18840-05

Canule type Tracheosilc

Kleur wit

Verpakkingseenheid per stuk

Merk FAHL

Met Cuff Ja

Subglottische afzuiging Ja

Model Tracheosilc

Maat maat 5

Buitendiameter distaal 7,3 mm

Lengte Ruglijn 57 mm

Lengte Hartlijn 52 mm

Canule Curve 110 graden

Binnencanule type geen

Met spreekklep Nee