



## Tracheosilc Vario Cuff Suction maat 7.5 - 18840-075

<https://mdsmedical.nl/tracheosilc-vario-cuff-suction-maat-7.5-18840-075>

### Specificaties

Productnummer	18840-075
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	18840-075
Canule type	Tracheosilc
Kleur	wit
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Ja
Model	Tracheosilc
Maat	maat 7,5
Buitendiameter distaal	10,7 mm
Lengte Ruglijn	73 mm
Lengte Hartlijn	69 mm
Canule Curve	110 graden
Binnencanule type	geen
Met spreekklep	Nee