



Tracheosilc Vario Cuff Suction maat 8 - 18840-08

<https://mdsmedical.nl/tracheosilc-vario-cuff-suction-maat-8-18840-08>

Specificaties

Productnummer	18840-08
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	18840-08
Canule type	Tracheosilc
Kleur	wit
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Ja
Model	Tracheosilc
Maat	maat 8
Buitendiameter distaal	11 mm
Lengte Ruglijn	75 mm
Lengte Hartlijn	71 mm
Canule Curve	110 graden
Binnencanule type	geen
Met spreekklep	Nee