



Tracheotec Silc Vario Cuff maat 8 - 18850-08

<https://mdsmedical.nl/tracheotec-silc-vario-cuff-maat-8-18850-08>

Specificaties

Productnummer	18850-08
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	18850-08
Canule type	Tracheotec Silc
Kleur	wit
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Tracheotec Silc
Maat	maat 8
Buitendiameter distaal	11 mm
Lengte Ruglijn	81 mm
Lengte Hartlijn	75 mm
Canule Curve	107 graden
Binnencanule type	geen
Met spreekklep	Nee