



Trachline Uni Lingo Phon maat 6

<https://mdsmedical.nl/trachline-uni-lingo-phon-maat-6>

Specificaties

Productnummer	13804-06
Categorie	Canulesets
Artikelnummer	13804-06
Canule type	Trachline
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Nee
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Trachline
Maat	maat 6
Buitendiameter distaal	9,1 mm
Lengte Ruglijn	75 mm
Lengte Hartlijn	70 mm
Canule Curve	110 graden
Binnencanule type	basic fen & 15 mm & 15 mm fen
Met spreekklep	Ja