



Trachline Uni Lingo Phon Cuff maat 6

<https://mdsmedical.nl/trachline-uni-lingo-phon-cuff-maat-6>

Specificaties

Productnummer	13801-06
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	13801-06
Canule type	Trachline
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Trachline
Maat	maat 6
Buitendiameter distaal	11 mm
Lengte Ruglijn	76 mm
Lengte Hartlijn	70 mm
Canule Curve	110 graden
Binnencanule type	basic fen & 15 mm & 15 mm fen
Met spreekklep	Ja