



Trachline Uni Lingo Phon Cuff maat 9

<https://mdsmedical.nl/trachline-uni-lingo-phon-cuff-maat-9>

Specificaties

Productnummer	13801-09
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	13801-09
Canule type	Trachline
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Trachline
Maat	maat 9
Buitendiameter distaal	14 mm
Lengte Ruglijn	92 mm
Lengte Hartlijn	82 mm
Canule Curve	95 graden
Binnencanule type	basic fen & 15 mm & 15 mm fen
Met spreekklep	Ja