



## Trachline Uni Lingo Phon Cuff maat 10

<https://mdsmedical.nl/trachline-uni-lingo-phon-cuff-maat-10>

### Specificaties

Productnummer	13801-10
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	13801-10
Canule type	Trachline
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Trachline
Maat	maat 10
Buitendiameter distaal	14,5 mm
Lengte Ruglijn	96 mm
Lengte Hartlijn	84 mm
Canule Curve	90 graden
Binnencanule type	basic fen & 15 mm & 15 mm fen
Met spreekklep	Ja