



## Trachline Uni Cuff Suction maat 9

<https://mdsmedical.nl/trachline-uni-cuff-suction-maat-9>

### Specificaties

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Productnummer           | 13802-09      |
| Categorie               | Canulesets    |
| Artikelnummer           | 13802-09      |
| Canule type             | Trachline     |
| Kleur                   | transparant   |
| Verpakkingseenheid      | per stuk      |
| Merk                    | FAHL          |
| Met Cuff                | Ja            |
| Subglottische afzuiging | Ja            |
| Model                   | Trachline     |
| Maat                    | maat 9        |
| Buitendiameter distaal  | 14 mm         |
| Lengte Ruglijn          | 92 mm         |
| Lengte Hartlijn         | 82 mm         |
| Canule Curve            | 95 graden     |
| Binnencanule type       | basic & 15 mm |
| Met spreekklep          | Nee           |