



## FAHL Biesalski maat 8 rood - 17900-08

<https://mdsmedical.nl/fahl-biesalski-maat-8-rood-17900-08>

### Specificaties

Productnummer	17900-08
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	17900-08
Canule type	Biesalski
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Nee
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Biesalski
Maat	maat 8
Buitendiameter distaal	9,7 mm
Lengte Ruglijn	66 mm
Lengte Hartlijn	62 mm
Canule Curve	85 graden
Binnecanule type	basic
Met spreekklep	Ja