



## FAHL Biesalski maat 9 geel - 17900-09

<https://mdsmedical.nl/fahl-biesalski-maat-9-geel-17900-09>

### Specificaties

Productnummer	17900-09
Categorie	Canulesets
Artikelnummer	17900-09
Canule type	Biesalski
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Nee
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Biesalski
Maat	maat 9
Buitendiameter distaal	11,5 mm
Lengte Ruglijn	71 mm
Lengte Hartlijn	65 mm
Canule Curve	85 graden
Binnecanule type	basic
Met spreekklep	Ja