



## Duratwix Uni Vario Lingo Short maat 9 - 19262-09

<https://mdsmedical.nl/duratwix-uni-vario-lingo-short-maat-9-19262-09>

### Specificaties

Productnummer	19262-09
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	19262-09
Canule type	Duratwix
Kleur	wit
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Nee
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Duratwix
Maat	maat 9
Buitendiameter distaal	12,5 mm
Lengte Ruglijn	78 mm
Lengte Hartlijn	65 mm
Canule Curve	90 graden
Binnecanule type	15 mm fen & 15 mm swivel
Met spreekklep	Ja