



Duratwix Uni Vario Lingo maat 10

<https://mdsmedical.nl/duratwix-uni-vario-lingo-maat-10>

Specificaties

Productnummer	19261-10
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	19261-10
Canule type	Duratwix
Kleur	wit
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Nee
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Duratwix
Maat	maat 10
Buitendiameter distaal	13,8 mm
Lengte Ruglijn	91 mm
Lengte Hartlijn	75 mm
Canule Curve	90 graden
Binnecanule type	15 mm fen & 15 mm swivel
Met spreekklep	Nee