



## Duratwix Uni Vario Lingo Cuff Short maat 7 - 19662-07

<https://mdsmedical.nl/duratwix-uni-vario-lingo-cuff-short-maat-7-19662-07>

### Specificaties

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Productnummer           | 19662-07                 |
| Categorie               | Canulesets               |
| Artikelnummer           | 19662-07                 |
| Canule type             | Duratwix                 |
| Kleur                   | wit                      |
| Verpakkingseenheid      | per stuk                 |
| Merk                    | FAHL                     |
| Met Cuff                | Ja                       |
| Subglottische afzuiging | Nee                      |
| Model                   | Duratwix                 |
| Maat                    | maat 7                   |
| Buitendiameter distaal  | 10,8 mm                  |
| Lengte Ruglijn          | 72 mm                    |
| Lengte Hartlijn         | 63 mm                    |
| Canule Curve            | 90 graden                |
| Binnencanule type       | 15 mm fen & 15 mm swivel |
| Met spreekklep          | Ja                       |