



Duratwix Uni Vario Lingo Cuff Short maat 8 - 19662-08

<https://mdsmedical.nl/duratwix-uni-vario-lingo-cuff-short-maat-8-19662-08>

Specificaties

Productnummer	19662-08
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	19662-08
Canule type	Duratwix
Kleur	wit
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Duratwix
Maat	maat 8
Buitendiameter distaal	11,4 mm
Lengte Ruglijn	75 mm
Lengte Hartlijn	64 mm
Canule Curve	90 graden
Binnencanule type	15 mm fen & 15 mm swivel
Met spreekklep	Ja