



**MDS Medical**  
Kieler Bocht 15B  
9723 JA, Groningen

E-MAIL [info@mdsmedical.nl](mailto:info@mdsmedical.nl)  
TEL 050 - 569 0038  
KVK 56850638

## Duracuff Vario maat 7 - 13000-07

<https://mdsmedical.nl/duracuff-vario-maat-7-13000-07>

### Specificaties

Productnummer	13000-07
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	13000-07
Canule type	Duracuff
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Duracuff
Maat	maat 7
Buitendiameter distaal	8,8 mm
Lengte Ruglijn	65 mm
Lengte Hartlijn	56 mm
Canule Curve	90 graden
Binnencanule type	geen
Met spreekklep	Nee