



Duracuff Vario maat 8 - 13000-08

<https://mdsmedical.nl/duracuff-vario-maat-8-13000-08>

Specificaties

Productnummer	13000-08
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	13000-08
Canule type	Duracuff
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Duracuff
Maat	maat 8
Buitendiameter distaal	9,8 mm
Lengte Ruglijn	70 mm
Lengte Hartlijn	61 mm
Canule Curve	90 graden
Binnecanule type	geen
Met spreekklep	Nee