



Duracuff Vario medium maat 7 - 13100-07

<https://mdsmedical.nl/duracuff-vario-medium-maat-7-13100-07>

Specificaties

Productnummer	13100-07
Categorie	Canulesets
Artikelnummer	13100-07
Canule type	Duracuff
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Duracuff
Maat	maat 7
Buitendiameter distaal	8,8 mm
Lengte Ruglijn	75 mm
Lengte Hartlijn	66 mm
Canule Curve	90 graden
Binnencanule type	geen
Met spreekklep	Nee