



Duracuff Vario medium maat 8 - 13100-08

<https://mdsmedical.nl/duracuff-vario-medium-maat-8-13100-08>

Specificaties

Productnummer	13100-08
Categorie	Canulesets
Artikelnummer	13100-08
Canule type	Duracuff
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Duracuff
Maat	maat 8
Buitendiameter distaal	9,8 mm
Lengte Ruglijn	80 mm
Lengte Hartlijn	73 mm
Canule Curve	90 graden
Binnencanule type	geen
Met spreekklep	Nee