



DuraCuff Uni Vario maat 8 - 13002-08

<https://mdsmedical.nl/duracuff-uni-vario-maat-8-13002-08>

Specificaties

Productnummer	13002-08
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	13002-08
Canule type	Duracuff
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Duracuff
Maat	maat 8
Buitendiameter distaal	9,8 mm
Lengte Ruglijn	70 mm
Lengte Hartlijn	61 mm
Canule Curve	90 graden
Binnencanule type	15 mm & 15 mm swivel
Met spreekklep	Nee