



DuraCuff Uni Vario maat 10 - 13002-10

<https://mdsmedical.nl/duracuff-uni-vario-maat-10-13002-10>

Specificaties

Productnummer	13002-10
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	13002-10
Canule type	Duracuff
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Duracuff
Maat	maat 10
Buitendiameter distaal	12,2 mm
Lengte Ruglijn	85 mm
Lengte Hartlijn	76 mm
Canule Curve	90 graden
Binnencanule type	15 mm & 15 mm swivel
Met spreekklep	Nee