



DuraCuff Uni Vario maat 11 - 13002-11

<https://mdsmedical.nl/duracuff-uni-vario-maat-11-13002-11>

Specificaties

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Productnummer | 13002-11 |
| Categorie | Tracheotomie |
| Artikelnummer | 13002-11 |
| Canule type | Duracuff |
| Kleur | transparant |
| Verpakkingseenheid | per stuk |
| Merk | FAHL |
| Met Cuff | Ja |
| Subglottische afzuiging | Nee |
| Model | Duracuff |
| Maat | maat 11 |
| Buitendiameter distaal | 13,2 mm |
| Lengte Ruglijn | 87 mm |
| Lengte Hartlijn | 77 mm |
| Canule Curve | 90 graden |
| Binnecanule type | 15 mm & 15 mm swivel |
| Met spreekklep | Nee |