



Duracuff Uni Vario Lingo maat 8 - 13022-08

<https://mdsmedical.nl/duracuff-uni-vario-lingo-maat-8-13022-08>

Specificaties

Productnummer	13022-08
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	13022-08
Canule type	Duracuff
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Duracuff
Maat	maat 8
Buitendiameter distaal	9,8 mm
Lengte Ruglijn	70 mm
Lengte Hartlijn	61 mm
Canule Curve	90 graden
Binnecanule type	15 mm fen & 15 mm swivel
Met spreekklep	Ja