



## Duracuff Uni Vario Lingo maat 9 - 13022-09

<https://mdsmedical.nl/duracuff-uni-vario-lingo-maat-9-13022-09>

### Specificaties

Productnummer	13022-09
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	13022-09
Canule type	Duracuff
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Duracuff
Maat	maat 9
Buitendiameter distaal	11,2 mm
Lengte Ruglijn	75 mm
Lengte Hartlijn	66 mm
Canule Curve	90 graden
Binnecanule type	15 mm fen & 15 mm swivel
Met spreekklep	Ja