



Duracuff Uni Vario Lingo maat 10 - 13022-10

<https://mdsmedical.nl/duracuff-uni-vario-lingo-maat-10-13022-10>

Specificaties

Productnummer	13022-10
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	13022-10
Canule type	Duracuff
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Duracuff
Maat	maat 10
Buitendiameter distaal	12,2 mm
Lengte Ruglijn	85 mm
Lengte Hartlijn	76 mm
Canule Curve	90 graden
Binnecanule type	15 mm fen & 15 mm swivel
Met spreekklep	Ja