



Duracuff Vario Kombi Lingo maat 9 - 13072-09

<https://mdsmedical.nl/duracuff-vario-kombi-lingo-maat-9-13072-09>

Specificaties

Productnummer	13072-09
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	13072-09
Canule type	Duracuff
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Duracuff
Maat	maat 9
Buitendiameter distaal	11,2 mm
Lengte Ruglijn	75 mm
Lengte Hartlijn	66 mm
Canule Curve	90 graden
Binnecanule type	22 mm fen & 15 mm swivel
Met spreekklep	Ja