



## Duracuff Vario Kombi Lingo Phon maat 8 - 13012-08

<https://mdsmedical.nl/duracuff-vario-kombi-lingo-phon-maat-8-13012-08>

### Specificaties

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Productnummer           | 13012-08                 |
| Categorie               | Tracheotomie             |
| Artikelnummer           | 13012-08                 |
| Canule type             | Duracuff                 |
| Kleur                   | transparant              |
| Verpakkingseenheid      | per stuk                 |
| Merk                    | FAHL                     |
| Met Cuff                | Ja                       |
| Subglottische afzuiging | Nee                      |
| Model                   | Duracuff                 |
| Maat                    | maat 8                   |
| Buitendiameter distaal  | 9,8 mm                   |
| Lengte Ruglijn          | 70 mm                    |
| Lengte Hartlijn         | 61 mm                    |
| Canule Curve            | 90 graden                |
| Binnencanule type       | 22 mm fen & 15 mm swivel |
| Met spreekklep          | Ja                       |