



Duracuff Vario Kombi Lingo Phon medium maat 10 - 13112-10

<https://mdsmedical.nl/duracuff-vario-kombi-lingo-phon-medium-maat-10-13112-10>

Specificaties

Productnummer	13112-10
Categorie	Canulesets
Artikelnummer	13112-10
Canule type	Duracuff
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Nee
Model	Duracuff
Maat	maat 10
Buitendiameter distaal	12,2 mm
Lengte Ruglijn	95 mm
Lengte Hartlijn	86 mm
Canule Curve	90 graden
Binnecanule type	22 mm fen & 15 mm swivel
Met spreekklep	Ja