



Duracuff Vario Suction maat 12 - 13040-12

<https://mdsmedical.nl/duracuff-vario-suction-maat-12-13040-12>

Specificaties

| | |
|-------------------------|--------------|
| Productnummer | 13040-12 |
| Categorie | Tracheotomie |
| Artikelnummer | 13040-12 |
| Canule type | Duracuff |
| Kleur | transparant |
| Verpakkingseenheid | per stuk |
| Merk | FAHL |
| Met Cuff | Ja |
| Subglottische afzuiging | Ja |
| Model | Duracuff |
| Maat | maat 12 |
| Buitendiameter distaal | 14,2 mm |
| Lengte Ruglijn | 90 mm |
| Lengte Hartlijn | 81 mm |
| Canule Curve | 90 graden |
| Binnecanule type | geen |
| Met spreekklep | Nee |