



DuraCuff Uni Vario Suction medium maat 8 - 13132-08

<https://mdsmedical.nl/duracuff-uni-vario-suction-medium-maat-8-13132-08>

Specificaties

Productnummer	13132-08
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	13132-08
Canule type	Duracuff
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Ja
Model	Duracuff
Maat	maat 8
Buitendiameter distaal	9,8 mm
Lengte Ruglijn	80 mm
Lengte Hartlijn	73 mm
Canule Curve	90 graden
Binnencanule type	15 mm & 15 mm swivel
Met spreekklep	Nee