



Duracuff Vario Kombi Lingo Phon Suction medium maat 7 - 13142-07

<https://mdsmedical.nl/duracuff-vario-kombi-lingo-phon-suction-medium-maat-7-13142-07>

Specificaties

Productnummer	13142-07
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	13142-07
Canule type	Duracuff
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Ja
Model	Duracuff
Maat	maat 7
Buitendiameter distaal	8,8 mm
Lengte Ruglijn	75 mm
Lengte Hartlijn	66 mm
Canule Curve	90 graden
Binnencanule type	22 mm fen & 15 mm swivel
Met spreekklep	Ja