



## Duracuff Vario Kombi Lingo Phon Suction medium maat 8 - 13142-08

<https://mdsmedical.nl/duracuff-vario-kombi-lingo-phon-suction-medium-maat-8-13142-08>

### Specificaties

Productnummer	13142-08
Categorie	Canulesets
Artikelnummer	13142-08
Canule type	Duracuff
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Ja
Model	Duracuff
Maat	maat 8
Buitendiameter distaal	9,8 mm
Lengte Ruglijn	80 mm
Lengte Hartlijn	73 mm
Canule Curve	90 graden
Binnecanule type	22 mm fen & 15 mm swivel
Met spreekklep	Ja