



Duracuff Vario Kombi Lingo Phon Suction medium maat 10 - 13142-10

<https://mdsmedical.nl/duracuff-vario-kombi-lingo-phon-suction-medium-maat-10-13142-10>

Specificaties

Productnummer	13142-10
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	13142-10
Canule type	Duracuff
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Ja
Model	Duracuff
Maat	maat 10
Buitendiameter distaal	12,2 mm
Lengte Ruglijn	95 mm
Lengte Hartlijn	86 mm
Canule Curve	90 graden
Binnecanule type	22 mm fen & 15 mm swivel
Met spreekklep	Ja