



Duracuff Vario Kombi Lingo Phon Suction maat 7 - 13042-07

<https://mdsmedical.nl/duracuff-vario-kombi-lingo-phon-suction-maat-7-13042-07>

Specificaties

Productnummer	13042-07
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	13042-07
Canule type	Duracuff
Kleur	transparant
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	FAHL
Met Cuff	Ja
Subglottische afzuiging	Ja
Model	Duracuff
Maat	maat 7
Buitendiameter distaal	8,8 mm
Lengte Ruglijn	65 mm
Lengte Hartlijn	56 mm
Canule Curve	90 graden
Binnencanule type	22 mm fen & 15 mm swivel
Met spreekklep	Ja